


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prohibitin Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35232

Número de artículo: CM0014958



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Prohibitin (PHB) humana, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre las funciones mitocondriales, nucleares y de membrana plasmática de la prohibitin.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Prohibitin Conejo pAb
Observaciones/Alias	PHB, PHB1, HEL-215, HEL-S-54e, Prohibitin
Especie	Humano
GeneID (humano)	5245
GeneID	5245
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-272 de la Prohibitin humana (NP_002625.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35232
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo