

Anticuerpo Policlonal Anti-Proteína Inducible Por Prolactina (Pip) Para If/Icc, Elisa - P12273

Número de artículo: CM0027896



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína inducible por prolactina humana (PIP/GCDFP-15). Validado para IF/ICC y ELISA. Reconoce la glucoproteína secretada madura de 17 kDa. Reacciona de forma cruzada con humano. Para la investigación del cáncer de mama y glándulas exocrinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PIP pAb Conejo
Observaciones/Alias	GPIP4; BRST-2; GCDFP15; GCDFP-15; PIP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5304
ID de Gen	5304
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-146 del PIP humano (NP_002643.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P12273
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo