


Anticuerpo Monoclonal Anti-Prolyl Hydroxylase Phd1 (Egln2) Para Wb - Q96Ks0

Número de artículo: CM0009688



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra EGLN2 humano (PHD1/HIF-PH1), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la detección celular de oxígeno, la degradación de HIF y las vías relacionadas con la hipoxia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2) Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1; Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	112398
ID de Gen	112398
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Prolyl hydroxylase PHD1 (EGLN2) humana (Q96KS0)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96KS0
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo