


Anticuerpo Policlonal Anti-Prolyl Hidroxilasa Phd1 (Egln2) Para Wb, Ip, Elisa - Q96Ks0

Número de artículo: CM0024454



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Prolyl hidroxilasa humana EGLN2 (PHD1/HIF-PH1). Validado para WB, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apto para investigación de hipoxia y la vía HIF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-Prolyl hidroxilasa PHD1 (EGLN2)
Observaciones/Alias	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1
Especie	Humano
GeneID	112398
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la Prolyl hidroxilasa PHD1 (EGLN2) humana (NP_444274.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96KS0
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo