

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prop1 Para Wb Y Elisa - O75360

Número de artículo: CM0021574

Introducción

Valide la proteína homeobox profeta de Pit-1 (PROP1) con este anticuerpo policlonal de conejo. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación del desarrollo hipofisario y la deficiencia combinada de hormonas hipofisarias tipo 2 (CPHD2).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PROP1 pAb de conejo
Observaciones/alias	CPHD2; PROP-1; PROP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5626
GeneID	5626
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de PROP1 humano (NP_006252.3)
Origen	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O75360
Peso molecular	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo