

Mab De Conejo Anti-Proproteína Convertasa 9 (Pcsk9) Para Wb Y Elisa - Q8Nbp7

Número de artículo: CM0005951



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PCSK9 para WB y ELISA. Reconoce PCSK9 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la homeostasis del colesterol, la degradación de LDLR y enfermedades cardiovasculares. SWISS: Q8NBP7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Proproteína Convertasa 9(PCSK9) mAb de conejo
Observaciones/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proproteína Convertasa 9(PCSK9)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	255738
GeneID	255738
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 500-600 de la Proproteína Convertasa 9(PCSK9) humana (Q8NBP7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NBP7
Peso de la proteína	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo