

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Proproteína Convertasa 9 (Pcsk9) Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nbp7

Número de artículo: CM0028127



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Proproteína Convertasa 9 (PCSK9) humana. Adecuado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige a PCSK9, el regulador del colesterol de 74 kDa. Ideal para investigación sobre degradación de LDLR y metabolismo del colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Proproteína Convertasa 9(PCSK9) pAb de conejo
Observaciones/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proproteína Convertasa 9(PCSK9)
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	255738
ID de gen	255738
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 590-692 de la Proproteína Convertasa 9 (PCSK9) humana (NP_777596.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NBP7
Peso de la proteína	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo