

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pros1 Para Wb, Elisa - P07225

Número de artículo: CM0014694



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PROS1 humano (proteína S). Validado para WB y ELISA, con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la coagulación y la trombosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PROS1
Observaciones/Alias	PSA; PROS; PS21; PS22; PS23; PS24; PS25; THPH5; THPH6; PROS1
Especie	Humana
GeneID (humano)	5627
GeneID	5627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 405-676 de PROS1 humano (NP_000304.2)
Fuente	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P07225
Peso de la proteína	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo