

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfatasa Ácida Prostática (Acpp) Para Wb Y Elisa - P15309

Número de artículo: CM0009709



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Fosfatasa Ácida Prostática (ACPP) humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de cáncer de próstata, actividad de fosfatasa y fibrillas SEVI del VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra la Fosfatasa Ácida Prostática (ACPP)
Observaciones/Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Fosfatasa Ácida Prostática (ACPP)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55
GeneID	55
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Fosfatasa Ácida Prostática humana (PAP/ACPP) (P15309).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P15309
Peso Molecular de la Proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo