


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfatasa Ácida Prostática (Acpp) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Número de artículo: CM0020104



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la fosfatasa ácida prostática humana (ACPP). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del cáncer y el estudio de fosfatasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfatasa ácida prostática (ACPP), pAb de conejo
Observaciones/Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Fosfatasa ácida prostática (ACPP)
Especie	Humano
ID del gen (humano)	55
ID del gen	55
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-386 de la PAP/fosfatasa ácida prostática humana (ACPP) (NP_001090.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P15309
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo