

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfatasa Ácida Prostática (Psap) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Número de artículo: CM0003796



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra la Fosfatasa Ácida Prostática humana (PSAP/ACPP). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada hacia humano y rata. Adecuado para investigación de biomarcadores de cáncer de próstata y estudios de infección por VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra la Fosfatasa Ácida Prostática (PSAP)
Observaciones/Alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Fosfatasa Ácida Prostática (PSAP)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55
GeneID	55
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-386 de la Fosfatasa Ácida Prostática humana (ACPP) (NP_001090.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P15309
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo