


Anticuerpo Monoclonal Anti-Proteasoma 20S Lmp7/Psmb8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28062

Número de artículo: CM0005749



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la subunidad beta tipo-8 del proteasoma (LMP7/PSMB8) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Ideal para estudiar la función del inmunoproteasoma y el procesamiento de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Proteasoma 20S LMP7/PSMB8 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteasoma 20S LMP7/PSMB8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5696
GeneID	5696
Inmunógeno	Proteína recombinante del Proteasoma 20S LMP7/PSMB8 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28062
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo