


Anticuerpo Monoclonal Anti-Proteína C Para Wb, If-P, Elisa - P04070

Número de artículo: CM0008263



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la proteína C humana (SWISS P04070). Adecuado para WB, IF-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Para uso en investigación sobre la regulación de la coagulación y estudios de la barrera endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra proteína C de coagulación
Observaciones/Alias	PC; APC; PROC1; THPH3; THPH4; Proteína C de coagulación
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5624
GeneID	5624
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-461 de la proteína C de coagulación humana (P04070)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P04070
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo