


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Proteinasa 3/Pr3 Para Wb Y Elisa - P24158

Número de artículo: CM0022528



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Proteinasa 3/PR3 (Mieloblastina) humana, adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación sobre inflamación, biología de neutrófilos y enfermedades autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Proteinasa 3/PR3
Observaciones/Alias	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Proteinasa 3/PR3
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	5657
ID de gen	5657
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P24158
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo