


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Proteinasa K - P06873

Número de artículo: CM0021463



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Proteinasa K, validado para WB y ELISA. Específico para la Proteinasa K fúngica (P06873), adecuado para el estudio de la actividad proteolítica y la hidrólisis de la queratina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Proteinasa K
Especie	Humano
Inmunógeno	Proteína recombinante de Proteinasa K
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Hongos
SWISS	P06873
Envío	Bolsa de hielo