


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Protrombina (F2) Para Wb Y Elisa - P00734

Número de artículo: CM0017158



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la protrombina humana (F2). Validado para Western blot y ELISA, este anticuerpo respalda la investigación de la coagulación, estudios de hemostasia y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo F2
Observaciones/Alias	PT; THPH1; RPRGL2; F2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2147
ID de Gen	2147
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 364-622 de F2 humano (NP_000497.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00734
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo