

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Protoporfirinógeno Oxidasa (Ppox) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50336

Número de artículo: CM0026752



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la protoporfirinógeno oxidasa (PPOX) humana, validado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Detecta PPOX humana y de ratón. PPOX es una enzima mitocondrial que cataliza un paso crítico en la biosíntesis del hemo; las mutaciones están relacionadas con la porfiria variegata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PPOX Conejo pAb
Observaciones/Alias	VP, PPO, V290M, PPOX
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5498
ID del Gen	5498
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de PPOX humana (NP_001116236.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P50336
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo