


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Prox1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92786

Número de artículo: CM0009640



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo PROX1 de alta calidad validado para aplicaciones WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con especímenes humanos, de ratón y de rata. Peso objetivo 83kDa. Ideal para investigación en biología del desarrollo y ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PROX1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	PROX1; prospero homeobox 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5629
GeneID	5629
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92786
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo