


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prox1 Para Wb, Elisa - Q92786

Número de artículo: CM0014302



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra PROX1 está validado para Western blot y ELISA, detecta PROX1 humano, de ratón y de rata, y es ideal para estudios de biología del desarrollo y del ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PROX1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PROX1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5629
GeneID	5629
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-375 de PROX1 humano (NP_002754.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q92786
Peso de la proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo