

## Anticuerpo Policlonal Anti-Prp19 Para Wb Y Elisa - Q9Ums4

Número de artículo: CM0028430



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRP19 humano (factor de procesamiento de pre-ARNm 19), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de empalme y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PRP19 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Notas / Alias       | PSO4, SNEV, PRP19, UBOX4, hPSO4, NMP200                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID del Gen (Humano) | 27339                                                                                                                            |
| ID del Gen          | 27339                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de PRP19 humano (NP_055317.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q9UMS4                                                                                                                           |
| Peso Molecular      | 55kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |