

Anticuerpo Policlonal Anti-Prp19 Para Wb - Q9Ums4

Número de artículo: CM0016538



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRP19 humano (PSO4/SNEV), validado para WB, IHC, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el empalme de pre-ARNm y los mecanismos de reparación del daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-PRP19
Observaciones/Alias	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27339
GeneID	27339
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 127-416 de PRP19 humano (NP_055317.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UMS4
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo