

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Prp19 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ums4

Número de artículo: CM0006247



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra PRPF19 humano (PRP19/SNEV). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar el empalme de ARN pre-mensajero, la reparación del ADN y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRP19 mAb de conejo
Observaciones/Alias	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27339
GeneID	27339
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-504 de PRPF19 humano (Q9UMS4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UMS4
Peso proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo