

Anticuerpo Policlonal Anti-Prp31 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwy3

Número de artículo: CM0029294



Introducción

Valide el empalme de pre-ARNm con este anticuerpo policlonal de conejo PRPF31. Específico para humano, ratón, rata; ideal para WB, IHC-P, ELISA. Componente de 55 kDa del snRNP U4/U6 esencial para el ensamblaje del espliceosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRPF31 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RP11; PRP31; SNRNP61; NY-BR-99; PRPF31
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	26121
ID del Gen	26121
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de PRPF31 humano (NP_056444.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WWY3
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo