

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prp6 Para Wb, Elisa - O94906

Número de artículo: CM0023222



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-PRP6 validado para WB y ELISA con reactividad humana. Herramienta clave para estudiar el empalme de pre-mRNA, la señalización del receptor de andrógenos y los mecanismos de la retinitis pigmentaria. - O94906

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRPF6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TOM; ANT1; Prp6; RP60; ANT-1; hPrp6; U5-102K; C20orf14; SNRNP102; PRPF6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	24148
GeneID	24148
Inmunógeno	Proteína Recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O94906
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo