

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prpf3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O43395

Número de artículo: CM0028849



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad que detecta PRPF3, un componente clave del spliceosoma. Validado en WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre splicing y retinitis pigmentosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRPF3 Rabbit pAb
Notas/Alias	PRP3, RP18, HPRP3, Prp3p, HPRP3P, SNRNP90, PRPF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9129
GeneID	9129
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la PRPF3 humana (NP_004689.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43395
Peso de la proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo