

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prpf4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43172

Número de artículo: CM0028133



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que dirige a PRPF4, una proteína U4/U6 snRNP crucial para el ensamblaje del spliceosoma y el splicing del pre-mRNA. Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad humana, de ratón y rata. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRPF4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PRP4, RP70, HPRP4, Prp4p, HPRP4P, SNRNP60, PRPF4
Especie	Humano
GeneID	9128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del PRPF4 humano (NP_004688.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Humano, Ratón, Rata	
SWISS	O43172
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo