


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prpf4B Para Wb Y Elisa - Q13523

Número de artículo: CM0014763



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PRPF4B validado para WB y ELISA. Reconoce PRPF4B humano, de ratón y de rata, una quinasa implicada en el ensamblaje del espliceosoma, la mitosis y la señalización Hippo. Ideal para la investigación de la cromatina y el splicing.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRPF4B Rabbit pAb
Observaciones/alias	PR4H; PRP4; PRP4H; PRP4K; dj1013A10.1; PRPF4B
Especie	Humano
ID génico (humano)	8899
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-760 de PRPF4B humano (NP_003904.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13523
Peso molecular	117 kDa
Envío	Bolsa de hielo