

Anticuerpo Monoclonal Anti-Prpf8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6P2Q9

Número de artículo: CM0008188



Introducción

CamelBio proporciona el Anticuerpo Monoclonal de Conejo PRPF8 (Q6P2Q9) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce PRPF8 humano, de ratón y de rata, un factor de empalme clave. El inmunógeno recombinante garantiza especificidad. Ideal para la investigación del empalme de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo PRPF8
Observaciones/Alias	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
Especies	Humano
GeneID (Humano)	10594
GeneID	10594
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2200-2335 de PRPF8 humano (Q6P2Q9)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P2Q9
Peso Molecular de la Proteína	274kDa
Envío	Bolsa de hielo