

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prph Para Wb, If/Icc, Elisa - P41219

Número de artículo: CM0025794

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la PRPH (Periferina) humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de filamentos intermedios neuronales y estudios de neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRPH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NEF4; PRPH1; PRPH
Especie	Humano
ID del gen	5630 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la PRPH humana (NP_006253.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41219
Peso proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo