


Anticuerpo Policlonal Anti-Prps2 Para Wb, Elisa - P11908

Número de artículo: CM0013479



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la PRPS2 humana (ribosa-fosfato pirofocinasa 2), validado para WB y ELISA. Detecta PRPS2 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de biosíntesis de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRPS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PRSII; PRPS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5634
GeneID	5634
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de la PRPS2 humana (NP_002756.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11908
Peso Molecular de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo