


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prpsap2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60256

Número de artículo: CM0017301



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRPSAP2 humano (PAP41), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de 41 kDa. Adecuado para investigación de biosíntesis de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRPSAP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PAP41; PRPSAP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5636
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 211-252 del PRPSAP2 humano (NP_001340030.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60256
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo