

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prr12 Para Wb, Elisa - Q9ULL5

Número de artículo: CM0020476

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRR12 humano, validado para western blot y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para investigación en biología de la cromatina y el neurodesarrollo. - Q9ULL5

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRR12 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NOC; KIAA1205; PRR12
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	57479
ID de Gen	57479
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1687-2036 del PRR12 humano (NP_065770.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULL5
Peso Proteico	211kDa
Envío	Bolsa de hielo