

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prr16 Para Wb, Elisa - Q569H4

Número de artículo: CM0023122

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PRR16/Largen humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Regula el tamaño celular y la función mitocondrial; ideal para investigación en biología celular y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRR16 Rabbit pAb
Notas/Alias	DSC54; LARGEN; PRR16
Especie	Humano
GeneID (humano)	51334
GeneID	51334
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q569H4
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo