

Anticuerpo Policlonal Anti-Prr5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P85299

Número de artículo: CM0013249

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRR5 (Protor-1), una subunidad de mTORC2 y supresor tumoral, validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRR5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP610; PROTOR1; PROTOR-1; FLJ20185k; PRR5
Especie	Humano
GeneID (humano)	55615
GeneID	55615
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-388 de PRR5 humano (NP_851850.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P85299
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo