

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prrx1 Para Wb Y Elisa - P54821

Número de artículo: CM0015929

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRRX1 humano (PMX1, PRX1). Validado para Western blot (WB) y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación sobre regulación transcripcional, diferenciación de miofibroblastos y cicatrización de heridas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRRX1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PMX1; PRX1; AGOTC; PHOX1; PRX-1; PRRX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5396
GeneID	5396
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de PRRX1 humano (NP_073207.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P54821
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo