


Anticuerpo Policlonal Anti-Prss1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07477

Número de artículo: CM0015965



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PRSS1 humana (tripsina-1). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce la PRSS1 humana y de rata. Adecuado para la investigación sobre la digestión por serina proteasas y la proteólisis extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	PRSS1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1; PRSS1
Especie	Humano
GeneID	5644
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-247 de la PRSS1 humana (NP_002760.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P07477
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo