

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prss12 Para Wb, Elisa - P56730

Número de artículo: CM0014424

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRSS12 humano (neurotripsina), validado para Western blot y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la plasticidad neuronal y la memoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRSS12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRT1; BSSP3; BSSP-3; PRSS12
Especie	Humano
GeneID (humano)	8492
GeneID	8492
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-300 de PRSS12 humano (NP_003610.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P56730
Peso de la proteína	97 kDa
Envío	Bolsa de hielo