

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Prss2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07478

Número de artículo: CM0002412



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-PRSS2 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce la tripsina-2 humana, de ratón y de rata. Ideal para estudiar proteasas digestivas y el procesamiento de defensinas en las células de Paneth.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRSS2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5645
ID de Gen	5645
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PRSS2 humana (P07478).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07478
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo