

Anticuerpo Policlonal Anti-Prss23 (Pab De Conejo) Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95084

Número de artículo: CM0022774

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PRSS23 humano (serina proteasa 23), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de proteasas y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PRSS23
Observaciones/Alias	SIG13; SPUVE; ZSIG13; PRSS23
Especie	Humano
ID del Gen	11098
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 101-220 de PRSS23 humano (NP_009104.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95084
Peso Molecular de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo