


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prss8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16651

Número de artículo: CM0020737



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRSS8 humano (prostasin/CAP1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar la regulación de ENaC y la biología epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRSS8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAP1; PROSTASIN; PRSS8
Especie	Humana
GeneID (humano)	5652
GeneID	5652
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200 hasta el extremo C-terminal de PRSS8 humano (NP_002764.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q16651
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo