


Anticuerpo Policlonal Anti-Prx Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxm0

Número de artículo: CM0020690



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRX humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia, biología de la mielina y enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CMT4F; PRX
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	57716
ID de Gen	57716
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1250-1350 del PRX humano (NP_870998.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXM0
Peso Proteico	155kDa
Envío	Bolsa de hielo