


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psa/Klk3 Para Wb, Elisa - P07288

Número de artículo: CM0009117



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-PSA/KLK3 (clon A4355) validado para WB y ELISA. Objetivo: antígeno específico de próstata humano (UniProt P07288, 29 kDa). Inmunógeno: péptido sintético de los aa 162-261. Adecuado para la investigación de biomarcadores de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSA/KLK3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	APS; PSA; hK3; KLK2A1; PSA/KLK3
Especie	Humano
GeneID (humano)	354
GeneID	354
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 162-261 del PSA/KLK3 humano (P07288).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07288
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo