


Anti-Psap (Prosaposina) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07602

Número de artículo: CM0022592



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSAP (Prosaposina) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta una banda de ~58 kDa. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de neurodegeneración y enfermedades de almacenamiento lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSAP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; PSAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5660
GeneID	5660
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 275-524 de PSAP humana (NP_002769.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07602
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo