


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psap (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07602

Número de artículo: CM0006353



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra PSAP (prosaposina) humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Dirigido a la proteína activadora de esfingolípidos lisosomal involucrada en el metabolismo de glicosfingolípidos y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-PSAP de conejo [validado por KD]
Observaciones/Alias	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; PSAP [validado por KD]
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5660
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 275-524 de la PSAP humana (NP_002769.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P07602
Peso molecular	58kDa
Envío	Bolsa de hielo