


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psca Para Wb Y Elisa - O43653

Número de artículo: CM0029011



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al Antígeno de Células Madre de Próstata (PSCA) humano, adecuado para Western blot y ELISA. Útil en investigación sobre cáncer y enfermedad de Alzheimer. Materias primas IVD fiables de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSCA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PRO232; IncPSCA; PSCA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8000
GeneID	8000
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O43653
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo