

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psd2 Para Wb Y Elisa - Q9Bqi7

Número de artículo: CM0015721

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-PSD2 validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el papel de la proteína 2 que contiene dominios PH y SEC7 en el tráfico de membranas y la citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSD2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EFA6C; PSD2
Especie Reactiva	Humano
ID del Gen (Humano)	84249
ID del Gen	84249
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de PSD2 humano (NP_115665.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BQI7
Peso Molecular de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo