

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2 Para Wb, If-P, Elisa - Q15700

Número de artículo: CM0002841



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a PSD93/DLG2, adecuado para WB, IF-P y ELISA. Reconoce PSD93/DLG2 humano, de ratón y de rata. Útil para investigaciones sobre señalización del receptor NMDA, dolor crónico y estabilidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PSD93/chapsyn-110/DLG2
Observaciones/Alias	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; PSD93/chapsyn-110/DLG2
Especie	Humano
ID del Gen	1740
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de PSD93/chapsyn-110/DLG2 humano (Q15700).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15700
Peso Molecular de la Proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo