

## Anticuerpo Policlonal Anti-Psd95 Para Wb, If/Icc, Elisa - P78352

Número de artículo: CM0027285



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PSD95 humano (DLG4, SAP90). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en plasticidad sináptica y neurociencia.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de conejo contra PSD95                                                                                                            |
| Observaciones/Alias | MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90                                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 1742                                                                                                                                  |
| GeneID              | 1742                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 420-510 de PSD95 humano (NP_001308004.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonal                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | P78352                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 80 kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |