

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psd95 Para Wb, Elisa - P78352

Número de artículo: CM0002904



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PSD95, validado para Western blot y ELISA. Reconoce la región N-terminal de PSD95 humana y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para detectar PSD95 endógeno en tejido cerebral, permitiendo estudios de plasticidad sináptica y organización postsináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PSD95
Observaciones/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1742
ID de Gen	1742
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de PSD95 humano (P78352).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P78352
Peso Molecular de la Proteína	80 kDa
Envío	Bolsa de hielo