

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psd95 Para Wb, Elisa - P78352

Número de artículo: CM0028665



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PSD95 humano (Homólogo 1 de disco grande, SAP90). Adecuado para aplicaciones de Western Blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Esencial para el estudio de la plasticidad sináptica y la organización de la densidad postsináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSD95 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1742
GeneID	1742
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de PSD95 humano (NP_001308004.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78352
Peso proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo